

Иммуностейнеры автоматические Dartmon AS

Оптимальное и доступное решение для каждой лаборатории

Dartmon

Полностью автоматизированное решение для ИГХ/ИЦХ окрашивания

- Иммуностейнер Dartmon выполняет все этапы ИГХ/ИЦХ-окрашивания от депарфинизации до контр-окрашивания в одном модуле и не требует перемещения материала
- Сокращает трудозатраты и время выполнения исследования
- Полностью исключает влияние человеческого фактора на процесс

Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальную модель в зависимости от потребностей конкретной лаборатории:



Модель AS100

- Единовременная загрузка 10 стекол
- Производительность прибора до 30 стекол/день
- Компактная настольная модель для лабораторий с небольшим объемом исследований

Модель AS330 PLUS

- Единовременная загрузка 30 стекол
- Производительность прибора до 60 стекол/день
- Загрузка независимых планшетов на 10 стекол
- Универсальная модель для большинства лабораторий



Модель AS610

- Единовременная загрузка 60 стекол
- Производительность прибора до 180 стекол/день
- Эргономичный дизайн подходит для небольших помещений
- Высокая производительность прибора позволяет обеспечить бесперебойную работу при большом потоке исследований

Комплексный подход в решении повседневных задач



Готовые к использованию реагенты и антитела



Полная совместимость с первичными антителами любых производителей



Загрузка и выгрузка реагентов и планшетов со стеклами производится без прерывания процесса выполнения уже запущенных протоколов



Русифицированное программное обеспечение и понятный интерфейс делают работу лаборанта с прибором простой и удобной



Гибкая настройка протоколов позволяет подобрать и сохранить оптимальный протокол для каждого антитела



Поддержка аппликешн-специалиста и сервисных инженеров на любом этапе использования оборудования