


КРАСИТЕЛИ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИИ

НАБОРЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО ГРАМУ

Предназначены для выявления грамположительных и грамотрицательных бактерий в мазках.




Точный результат

Высокое качество окрашивания.
Легкость визуализации.

Цена

Значительно ниже предлагаемых на российском рынке импортных аналогов. Менее зависит от колебания курса валют.



Качество

Предприятие сертифицировано по ГОСТ ISO 9001-2011.
Качество реagens сопоставимо с зарубежными аналогами.
Сырье только от проверенных поставщиков.
Контроль качества каждой партии.
Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.



Доступность


Отсутствие минимальной партии для заказа.
Большинство реагентов есть на складе в г. Санкт-Петербурге.
Срок производства отсутствующих реагентов – 30 дней.

Удобство

Различные варианты фасовки продукции.
Хранение при комнатной температуре.
Общий срок годности 2 года.

Наиболее распространенной для идентификации микроорганизмов является классическая методика окрашивания бактерий, разработанная в 1884 году датским врачом Г.К. Грамом.


Методика окрашивания основана на способности воспринимать и удерживать внутри клетки красящий комплекс генцианового фиолетового с йодом либо терять его после обработки этанолом.



Результат окраски


ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ

Сине-фиолетовый цвет (тёмно-синий)



ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ

Розово-красный (красный или коричневый)



Ассортимент красителей для микробиологии «БиоВитрум»

Название	Фасовка	Количество определений	Описание
Набор окраски по Граму для мазков	3 x 30 мл	100	Состав набора: <ul style="list-style-type: none"> • Раствор кристаллического фиолетового • Раствор Люголя • Раствор сафранина • Краткая инструкция по применению
Набор окраски по Граму для мазков	3 x 250 мл	1000	
Набор окраски по Граму для мазков	3 x 500 мл	2000	
Набор окраски по Граму для мазков	3 x 1000 мл	4000	



ООО ЭргоПродакшн

ООО «ЭргоПродакшн» является производственным подразделением компании «БиоВитрум», представляет готовые наборы для окраски по Граму с сафранином, а также отдельные реагенты, входящие в методику.