

Специальное предложение от компании «БиоВитрум»

Компания «БиоВитрум» объявляет распродажу со склада товаров для микробиологии производства Oxoid (Англия)*

Скидки до 50 %

Кат№	Наименование	Описание	Скидка
Антибиотикочувствительность			
Полоски M.I.C.E. для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотика			
MA0115F	Импипенем IPM 32 - 0.002 мг/мл (50 полосок)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Полоски для определения МИК в пределах 1024 мг/мл – 0,002 мг/мл ➤ Градиент антибиотика нанесён на полимерную стрип – полоску ➤ Все полоски чётко промаркированы и проградуированы ➤ Каждая полоска индивидуально упакована ➤ В каждой индивидуальной упаковке – влагопоглотитель 	До 30%
MA0121F	Меропенем MEM 32 0.002 мг/мл (50 полосок)		До 30%
MA0102D	Ванкомицин VA 256 - 0.015 мг/мл (10 полосок)		До 30%
MA0121D	Меропенем MEM 32 - 0.002 мг/мл (10 полосок)		До 30%
Диски для определения чувствительности к антибиотикам			
CT1629B	Цефтазидим CAZ10 10мг, 5x50 дисков	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Изготовлены по стандартам D.I.N ➤ Упаковка – 5 картриджей по 50 дисков 	До 30%



СТ1662В	Цефтибутен CFT30 30 мг, 5x50 дисков	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Упаковка, картриджи и диски промаркированы- название, концентрация ➤ Наличие влагопоглотителя. 	До 30%
СТ1757В	Линкомицин/неомицин 75 мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ0412В	Цефтазидим CAZ30 30 мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ1761В	Эртапенем ETP10 10мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ1807В	Вориконазол VOR1 1 мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ1841В	Тигециклин TGC15 15мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ1880В	Дорипенем DOR 10, 10 мг, 5x50 дисков		До 30%
СТ1586В	Левифлоксацин LEV1 1 мг, 5x50 дисков		До 30%

Диагностика и идентификация

DR0850M	Набор для идентификации Staphylococcus aureus (MRSA), 100 тестов	Латексный тест для быстрой идентификации S. aureus из чистой культуры	До 30%
DR0700M	Набор для диагностики стрептококков групп А, В, С, D, F и G (PathoDxtra Strep Grouping Kit), 60 тестов	<p>Быстрый латексный агглютинационный тест для дифференциации групп стрептококков А, В, С, D, F и G по Лансфильду с первичных чашек с культурой.</p> <p>Мгновенная экстракция без инкубации для восстановления</p> <p>Работа напрямую с колониями, без разведения в пробирках</p> <p>Не требует дополнительных реагентов.</p> <p>Возможно ОТДЕЛЬНО приобретать к набору латексные реагенты.</p>	До 30%
R24650	Набор для определения токсинов А/В Clostridium difficile (X/pect CLOSTRIDIUM	Быстрый иммунохроматографический тест для прямого качественного определения Токсинов А и/или В Clostridium difficile в фекальных образцах	До 50%

	DIFFICILE TOXIN A/B), 20 тестов	Исследуемые образцы: <ul style="list-style-type: none"> ➤ замороженные или свежие, ➤ в транспортной среде Кэри Блера, ➤ в сердечно-мозговом бульоне, ➤ токсичные культуры <i>C. Difficile</i> <p>Специфичность: 96,2%</p>	
DD0003T	X фактор, 50 дисков	Для дифференциации группы <i>Haemophilus</i> от других бактерий;	До 30%
DD0004T	V фактор, 50 дисков	Для дифференциации группы <i>Haemophilus</i> от других бактерий;	До 30%
DD0001B	Оптохин, 5x50 дисков	Для предварительной идентификации <i>Streptococcus pneumonia</i>	До 30%
DD0002B	Бацитрацин, 5x50 дисков	Для дифференциации стрептококков группы А от других бета – гемолитических стрептококков	До 30%
DD0002T	Бацитрацин, 50 дисков	Для дифференциации стрептококков группы А от других бета – гемолитических стрептококков	До 30%
DD0029B	Цефподоксим, набор дисков, 5x50 дисков	Для выявления бета-лактамаз расширенного спектра у <i>Enterobacteriaceae</i> , которые не продуцируют индуцибельные AmpC ферменты Состав: Цефподоксим/клавулоновая кислота – 10/1 мкг, цефподоксим 10 мкг	До 50%
R21125	Диски для идентификации <i>Haemophilus</i> (<i>Haemophilus Identification</i>), 25 дисков	Для выявления ростовых потребностей и порфирина продуцирования <i>Haemophilus</i> spp. Состав: Н диск с Гемином (X фактор) и VP диск (V фактор и дельта- аминолевулиновая кислота)	До 30%
R211667	Диски с нитроцефином (<i>Nitrocefin Disk</i>), 25 дисков	Для быстрого выявления продуцирования бета-лактамазы	До 30%
AN0010W	Система W-ZIP Compact для анаэробов, 10 шт., шт	Система Compact/W-ZIP Compact рассчитана на 2-4 чашки Петри или 1 идентификационную панель <ul style="list-style-type: none"> ➤ Идеальна при небольших потоках исследований ➤ Экономит место в термостате 	До 30%

ВНИМАНИЕ! Количество товаров ограничено. Просьба уточнять наличие у специалистов "БиоВитрум" по телефону (812) 305-06-06 - группа Микробиология.

*ООО «БиоВитрум» с 2010 года является эксклюзивным представителем фирмы Oxoid (Англия) на территории России.

Компания Oxoid (Англия) – крупнейший производитель расходных материалов для микробиологии, работающий на рынке более 70 лет. Перечень продукции включает свыше 2000 наименований, в том числе:

1. Питательные среды, компоненты питательных сред и селективные добавки, в том числе хромогенные среды (сухие !)
2. Системы для гемокультивирования
3. Наборы для диагностики и идентификации (латексная агглютинация, биохимические тест-системы и др.)
4. Системы анаэробной генерации (Анаэростаты и газ-пакеты)
5. Системы пробоотбора и транспортировки
6. Красители и вспомогательные реагенты

Наши специалисты смогут оказать Вам квалифицированную информационную поддержку, предоставить необходимые методические рекомендации по работе с реагентами, грамотно подобрать необходимые компоненты для любых бактериологических методик, направить дополнительную литературу по интересующим вопросам, а также провести обучение персонала работе с реагентами.

**С уважением,
ООО «БиоВитрум»**