




КРАСИТЕЛИ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИИ



НАБОРЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО ГРАМУ

Предназначены для выявления грамположительных и грамотрицательных бактерий в мазках.



Качество

Предприятие сертифицировано по ГОСТ ISO 9001-2011. Качество реagens сопоставимо с зарубежными аналогами. Сырье только от проверенных поставщиков. Контроль качества каждой партии. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.



Доступность

Отсутствие минимальной партии для заказа. Большинство реагентов есть на складе в г. Санкт-Петербурге. Срок производства отсутствующих реагентов – 30 дней.

Удобство


Различные варианты фасовки продукции. Хранение при комнатной температуре. Общий срок годности 2 года.

Точный результат

Высокое качество окрашивания. Легкость визуализации.

Цена

Значительно ниже предлагаемых на российском рынке импортных аналогов. Менее зависит от колебания курса валют.




Наиболее распространенной для идентификации микроорганизмов является классическая методика окрашивания бактерий, разработанная в 1884 году датским врачом Г.К. Грамом. Методика окрашивания основана на способности воспринимать и удерживать внутри клетки красящий комплекс генцианового фиолетового с йодом либо терять его после обработки этанолом.




Результат окраски

ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ
Сине-фиолетовый цвет (тёмно-синий)



ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ
Розово-красный (красный или коричневый)



Ассортимент красителей для микробиологии «БиоВитрум»

Артикул	Название	Фасовка	Кол-во определений	Описание
07-005/S	Грамм-окраска	3x50 мл	200	Состав набора: - Раствор кристаллического фиолетового - Раствор Люголя - Сафранин
07-005	Грамм-окраска	3x250 мл	1000	
07-005/L	Грамм-окраска	3x500 мл	2000	
05-039	Обесцвечивающий раствор по Граму	500 мл	1000	Состав: Изопропиловый спирт, ацетон
20-070/S	Фуксин основной	150 мл	450	Состав: Фуксин основной, деионизированная вода
20-070	Фуксин основной	500 мл	1500	
20-070/L	Фуксин основной	1000 мл	3000	



ООО "Эргопродакшн" является производственным подразделением компании "БиоВитрум", представляет готовые наборы для окраски по Граму с сафранином, а также отдельные реагенты, входящие в методику.



Россия, 199106, Санкт-Петербург
Большой пр. В.О., д.68, лит. А
Тел./факс: (812) 3050606
info@biovitrum.ru

Россия, 127287, г. Москва,
ул. 2я Хуторская, д. 38А, стр. 8, этаж 7
Тел./факс: (495) 7874046
moscow@biovitrum.ru

Россия, 630091, г Новосибирск,
ул. Советская 52, офис 415а
Тел./факс: (383) 2304900
sibir@biovitrum.ru

Казахстан, 010000, Нур-Султан
ул. Московская 40, офис 108
Тел./факс: +7 (7172) 592717
kz@biovitrum.ru

Региональные представители:
Казань
Уфа
Нижний Новгород
Владивосток
Екатеринбург
Хабаровск
Челябинск
Ростов-на-Дону