



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2013/1026

от 16 августа 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
«ДИАПАФ С.п.А.», Италия,
DIAPATH S.p.A., Via Savoldini, 71 - 24057, Martinengo (BG), Italy
и подтверждает, что медицинское изделие
Станция заливки биологических тканей в парафин Canova,
с принадлежностями
производства
«ДИАПАФ С.п.А.», Италия,
DIAPATH S.p.A., Via Savoldini, 71 - 24057, Martinengo (BG), Italy
место производства:
Via Savoldini, 71 - 24057, Martinengo (BG), Italy

класс потенциального риска 2a

ОКП 94 4330

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 47669 от 29.12.2012

приказом Росздравнадзора от 16 августа 2013 года № 4191-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 2 листах

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0002627

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2013/1026

Лист 1

I. Станция заливки биологических тканей в парафин Canova:

1. Ёмкость для парафина 4 л.
2. Ребристая пластина для чистки кассет с нагревательными ячейками для хранения щипцов.
3. Нагревательный элемент форм.
4. Нагревательный элемент кассет.
5. Разъёмы для хранения щипцов и препаровальной иглы.
6. Насадка для диспенсера.
7. Щипцы Canova.
8. Пест Canova.
9. Ёмкость для излишков парафина.
10. Охлаждающая площадка.
11. Диспенсер парафина.
12. Шпатель диспенсера.
13. Нагревательная пластина.
14. Угольный фильтр.
15. ЖК экран с клавиатурой.
16. Программное обеспечение.
17. Устройство раздачи парафина.
18. Лампа устройства раздачи парафина.
19. Система охлаждения.
20. Комплект для технического обслуживания.
21. Кабель для электропитания.
22. Руководство по эксплуатации.

II. Принадлежности.

1. Безопасные щипцы Canova 1 мм
2. Безопасные щипцы Canova 2 мм
3. Угольный фильтр.
4. Пест Canova.
5. Одноразовые ёмкости для излишков парафина.
6. Ножная педаль.
7. Увеличительное устройство Canova.
8. Настольная галогенная лампа.
9. Настольная светодиодная лампа.
10. Лабораторное эргономичное кресло.
11. Модуль охлаждения блоков Canova

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
16 августа 2013 года



Д.В. Пархоменко

0002465

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2013/1026

Лист 2

12. Насадка для диспенсера.
13. Шпатель для диспенсера.
14. Предохранители - 2 шт.
15. Парафин DIAWAX гранулированный с температурой плавления 52-54°C
16. Парафин DIAWAX гранулированный с температурой плавления 56-58°C
17. Формы для заливки из нержавеющей стали.
18. Формы для заливки из нержавеющей стали для Мегакассет.
19. Кольца для заливки.
20. Кассеты гистологические.
21. Кассеты биопсийные.



Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
16 августа 2013 года



Д.В. Пархоменко

0002279