


НОВАЯ УНИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА СТАНЦИЙ ВЫРЕЗКИ «TANARTIS»



Компания «БиоВитрум» разработала новую уникальную линейку станций вырезки


Стол врача для работы с тканевым материалом для морфологических исследований «TANARTIS» (станция вырезки) получил две основные модели и 10 вариантов исполнения. По желанию заказчика они могут быть пристеночными или островными, для работы сидя или стоя, с электрической регулировкой высоты и без, для одного или двух пользователей.

- Улучшены потребительские характеристики изделий
- Расширены функциональные возможности
- Ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность использования цифровых технологий



MERIDIAN – ПРИСТЕНОЧНЫЙ

Комплектация:	«Meridian I» Для работы одного врача сидя	«Meridian II» Для работы двух врачей сидя	«Meridian III» Для работы одного врача стоя	«Meridian IV» Для работы двух врачей стоя	«Meridian V» Для работы одного врача с подъемным механизмом	«Meridian VI» Для работы двух врачей с подъемным механизмом
смеситель	+	+	+	+	+	+
шланг с душевой лейкой	+	+	+	+	+	+
система вентиляции	+	+	+	+	+	+
система освещения	+	+	+	+	+	+
измельчитель отходов	-	-	-	-	+	+
перфорированная емкость	+	+	+	+	+	+
лоток перфорированный	+	+	+	+	+	+
лоток неперфорированный	+	+	+	+	+	+
короб универсальный	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.
короб съемный	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.
раковина для рабочей жидкости	+	+	+	+	+	+
крышка раковины для рабочей жидкости	+	+	+	+	+	+
крышка перфорированной емкости	+	+	+	+	+	+
бак для сбора медицинских отходов класса «Г»	+	+	+	+	+	+
система контроля уровня заполнения бака для сбора медицинских отходов класса «Г»	-	-	-	-	+	+
водяной контур	-	-	-	-	+	+
подъемный механизм	-	-	-	-	+	+
влагонепроницаемая USB-розетка	-	-	-	-	+	+
влагонепроницаемые розетки на внутренней части корпуса	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.
влагонепроницаемые розетки на внешней части корпуса	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
магнитный держатель для инструментов	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.



PARALLEL - ОСТРОВНОЙ

Комплектация:	«Parallel I» Полноразмерная (2400 мм)	«Parallel II» Укороченная (1300 мм)	«Parallel III» Полноразмерная с подъемным механизмом (2400 мм)	«Parallel IV» Укороченная с подъемным механизмом (1300 мм)
---------------	---	---	--	--

смеситель	+	+	+	+
шланг с душевой лейкой	+	+	+	+
система вентиляции	+	+	+	+
система освещения	+	+	+	+
измельчитель отходов	+	+	+	+
перфорированная емкость	+	+	+	+
лоток перфорированный	+	+	+	+
лоток неперфорированный	+	+	+	+
раковина для рабочей жидкости	+	+	+	+
бак для чистой рабочей жидкости	+	+	+	+
диспенсер для подачи рабочей жидкости	+	+	+	+
бак для сбора медицинских отходов класса «Г»	+	+	+	+
система контроля уровня заполнения бака для сбора медицинских отходов класса «Г»	+	+	+	+
водяной контур	+	+	+	+
подъемный механизм	-	-	+	+
влагонепроницаемая USB-розетка	+	+	+	+
влагонепроницаемые розетки на внутренней части корпуса	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.
влагонепроницаемые розетки на внешней части корпуса	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
магнитный держатель для инструментов	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

АУТОПСИЙНЫЕ СТОЛЫ

Компания «БиоВитрум» разработала новую уникальную линейку столов для вскрытия.

Три основных модели столов «Element», «Prime» и «Titan» имеют 12 вариантов исполнения от бюджетных до премиум и призваны повысить безопасность, комфорт и эффективность процесса.



Линейка столов «Element» имеет два варианта исполнения:

- «Element» (OM-SA-1Z01.0000)
- «Element Plus» (OM-SA-2Z01.0000)*



Линейка «Prime» имеет четыре варианта исполнения:

- «Prime» (OM-SA-AZ01.0000)
- «Prime Standard» (OM-SA-BZ01.0000)
- «Prime Plus» (OM-SA-CZ01.0000)
- «Prime Premium» (OM-SA-DZ01.0000)*



Линейка «Titan» имеет шесть вариантов исполнения:

- «Titan» (OM-SA-3Z01.0000)
- «Titan Medium» (OM-SA-4Z01.0000)
- «Titan Extra» (OM-SA-5Z01.0000)
- «Titan Advanced» (OM-SA-6Z01.0000)
- «Titan Premium» (OM-SA-7Z01.0000)
- «Titan Ultra» (OM-SA-8Z01.0000)*

** Вариант исполнения, обладающий более широкими функциональными возможностями и комплектацией*

ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ!

**За счет конструкторских и технологических решений
себестоимость снижена в среднем на 20%**

Получены регистрационные удостоверения.

Для удобства работы в комплектность поставки может быть включен комплект принадлежностей, состав которого согласовывается с Заказчиком.

Комплект принадлежностей включает в себя:

- столик для органов со съемной полкой для инструментов универсальный
- столик для органов с выдвигной полкой для инструментов универсальный
- столик для инструментов универсальный
- подголовник из нержавеющей стали «Element» / «Titan» / «Prime»
- комплект упоров для тела «Element» / «Titan» / «Prime»
- комплект перфорированных упоров для тела «Element» / «Titan» / «Prime»
- перфорированная съемная накладка для препарирования универсальная
- перфорированная подставка для ног универсальная

